

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

 **Evo** Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАБОР ИЗ 4 НАСАДОК



Лепесток



Капля



Грибовидная



Гребешок

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Правильное обращение со стеклянными электродами

Напоминаем: Перед тем как вставить или вынуть электрод из прибора, необходимо выключить его из сети или перевести регулятор интенсивности на ноль.



Благодарим за приобретение и использование нашего прибора!

При передаче прибора другому лицу не забудьте приложить к нему настоящую инструкцию по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Терапия токами высокой частоты — важный аспект для поддержания красоты вашей кожи. Токи передаются через стеклянный электрод к каждому обрабатываемому участку тела или лица, что значительно улучшает качество и вид кожи.

1. Помогает успокоить нервные окончания и снять боль.
2. Прибор выделяет озон, обладающий стерилизующим эффектом, что помогает заживлению и затягиванию ран.
3. Нормализует работу желез внешней секреции и уровень pH кожи.
4. Улучшает микроциркуляцию крови и метаболизм.
5. Оказывает омолаживающее действие, борется с морщинами, обладает лифтинг-эффектом.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Непрямой (сухой) метод:

1. Вставьте стеклянный электрод в рукоятку прибора.
2. Руку необходимо держать на стеклянном электроде. Нанесите на кожу небольшое количество талька или присыпки, приложите электрод к коже и включите прибор.
3. Массирующие движения насадкой по лицу нужно делать в следующей последовательности: от шеи к подбородку и от области глаз ко лбу.
4. По завершении сеанса переведите регулятор интенсивности на ноль и отключите прибор от сети. Выньте стеклянный электрод из прибора. Данный метод рекомендуется для сухой и возрастной кожи.

Прямой (влажный) метод:

1. На лицо необходимо нанести лосьон или крем, затем нужно приложить стеклянный электрод к лицу и включить прибор.
2. Медленно перемещайте электрод Z-образными или спиралевидными движениями в следующем порядке: лоб — нос — правая сторона лица — подбородок — левая сторона лица — нос — лоб.
3. По завершении сеанса переведите регулятор интенсивности в ноль и отключите прибор от сети. Выньте стеклянный электрод из прибора. Данный метод рекомендуется для жирной кожи.

Искровой метод:

1. Положите на глаза ватные диски, чтобы защитить их, и коснитесь стеклянным электродом участка кожи с воспалением. Длительность обработки каждого участка не должна превышать 10 секунд.
2. Между стеклянным электродом и поверхностью кожи может проскакивать электрический разряд, это нормально.



3. По завершении сеанса переведите регулятор интенсивности на ноль и отключите прибор от сети. Выньте стеклянный электрод из прибора. Данный метод рекомендуется для кожи с язвочками, воспалениями и ранками.

Уход за волосами:

1. Вставьте в прибор насадку Гребешок.

2. Включите прибор и совершайте движения электродом по направлению роста волос.

3. По завершении сеанса переведите регулятор интенсивности на ноль и отключите прибор от сети. Выньте стеклянный электрод из прибора. Данный метод применяется для кожи головы и снижает вероятность воспаления волосяных луковиц, а также стимулирует рост здоровых волос.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание избыточной стимуляции чувствительной кожи вы можете использовать слой марли, чтобы смягчить воздействие токов.

2. Не обрабатывайте один и тот же участок кожи более 10 секунд.

3. Противопоказано использование беременным женщинам и людям с кардиостимулятором.

4. Вставляйте стеклянный электрод только при отключенном приборе. По окончании сеанса переведите регулятор интенсивности на ноль.

5. Не рекомендуется обрабатывать участки кожи с веснушками и родинками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания	переменный ток, 100-240 В
Выходное напряжение	15 В
Выходной ток	2 А
Частота питающей сети	50-60 Гц
Потребляемая мощность	15-20 Вт
Экран	цифровая матрица
Интенсивность воздействия	9 уровней на выбор
Автоматическое выключение	через 20 минут

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корпус-рукоятка — 1 шт
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Стекланные электроды: Гребешок, Лепесток, Грибовидная, Капля

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не разбирайте прибор и не пытайтесь выполнять какие-либо другие действия, не указанные в настоящей инструкции. Все ремонтные работы должны выполняться профессионалами.
2. Не включайте прибор, находясь рядом с водой, также не делайте этого мокрыми руками. Не допускайте попадания жидкостей на прибор.
3. Если произошло одно из описанных ниже событий, выньте вилку прибора из розетки и обратитесь в сервисный центр:
 - У оборудования был контакт с жидкостью
 - От прибора исходит неприятный запах, дым, громкий или необычный звук
 - Поврежден провод питания
 - Прибор упал и разбился.
4. Не ставьте на провод питания посторонние предметы. Не наступайте на провод.
5. После использования отключайте прибор от сети.
6. Не вставляйте в гнездо для насадок посторонние предметы, так как это может вызвать пожар или удар электрическим током.
7. Не кладите прибор на неустойчивые предметы и поверхности. Будьте осторожны, чтобы аппарат не упал и не сломался.
8. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию без предварительного уведомления. Следуйте приведенным выше инструкциям.

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА

СТЕКЛЯННАЯ ТРУБКА
(ЭЛЕКТРОД)

ГНЕЗДО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НАСАДОК

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

МОЩНОСТЬ «-»

МОЩНОСТЬ «+»

